

# Amoul®

T5

## VENTILADOR DE TRANSPORTE PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO



\*Fotos meramente ilustrativas.

Este modelo de ventilador possui início rápido, fácil portabilidade e fornecimento de ventilação invasiva e não-invasiva com fluxo de oxigênio concorrente. Opera de forma automática sincronizado via bluetooth com o Compressor torácico automático Amoul E6.

### Especificações do Produto:

- Início rápido e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento;
- Tela colorida touch screen de 7" e fácil operação;
- Autoteste automático na inicialização;
- IPX4 resistente à água e às intempéries, que pode funcionar em ambientes difíceis;
- Ventilação ótima pré-configurada para adultos, bebês e crianças, para transporte e emergência;
- Modo HFNC embutido, adequado para pacientes com Covid-19;
- Modo RCP de acordo com as diretrizes da AHA & ERC;
- Faixa de volume corrente: 50ml-2.500ml;
- Válvula interna PEEP; ( para máscara )
- Operação automática sincronizada com o Compressor torácico Amoul E6;
- Baterias recarregáveis de íons e de lítio para um longo tempo de trabalho com 5h de autonomia.
- Tamanho leve e compacto, fácil de transportar para qualquer lugar;



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (LxAxP)	250x200x127mm
Leve e Portátil	3,4 kg
Volume Corrente	50 - 2500 ml
FIO2	40% ou 100%

Não Acompanha Cilindro de O2

(48) 98422-9955  
vendas1@sermedicall.com.br  
@Sermedicall  
www.sermedicall.com.br

**SERMEDICALL**  
ARP

Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 02  
Picadas do Sul - São José - SC - 88.106-120