

ARP FIRE

**PRANCHA
CURTA**

PRANCHA DE TRANSPORTE CURTA (MEIA-MACA)



*Fotos meramente ilustrativas.

Prancha curta de salvamento veicular e primeiros socorros, confeccionada em acrílico rígido transparente e resistente com variação de espessura opcional. Sem materiais presos a sua composição, com 4 (quatro) furos para pega das mãos e mais 4 (quatro) furos para passagem de tirante de cabeça, utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular.

Dimensões 800 x 400 mm, parte da cabeça de 230 mm com recorte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PVC Rígido Transparente	
Espessura	6 ou 10 mm
Dimensões	80x40 cm
Área de Recorte da Cabeça	23 cm
Peso	2,8 kg

(48) 98422-9955
vendas1@sermedicall.com.br
@Sermedicall
www.sermedicall.com.br

SERMEDICALL
ARP

Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 02
Picadas do Sul - São José - SC - 88.106-120